

お薬の
飲み忘れ

飲み間違い

過剰摂取

このようなことはありませんか？



お薬の
時間です!

メディサポ3Dは 毎日の服薬をサポート あなたの大切な人を守ります!

特許出願中（特許庁）熊本県経営革新計画事業

《特徴01》設定した時間に薬が出てくる

朝・昼・夜等の1日3パターンの設定ができます

《特徴02》音声と光で服薬をお知らせ

服薬の時間が来たら音声案内が流れLEDライトが点滅します
ボタンを押すまで一定時間案内を繰り返します

《特徴03》お薬は専用のクリップで挟んでつるすだけ

複数のお薬袋を挟めるのでサプリメントなども一緒にセットできます

《特徴04》透明のケースなのでお薬の状況がわかりやすい

ケース全面と側面が透明なので吊り下げたお薬の状況が一目でわかります

© 2010 Kumamoto pref. Kumamon #35481

お問合せ
は裏面を
ご覧ください。

※本製品は医療品医療機器等法に規定される医療機器ではありません。
特許出願中・令和5年 熊本県経営革新計画承認事業

お薬の服薬をサポート

お医者さんは、患者さん一人ひとりに処方し、適切な薬剤選択を行っています。お薬は、決められた時間に、決められた分、決められた方法で、飲むことが大切です。だから『メディサポ3D』で服薬をサポート。



設定



スパイラル棒にお薬を設置



お薬を飲む時間を設定



付属のクリップ

服薬時



設定時間に薬が受取口に落ち

設定した時間が来たら LED ライトが点灯し「お薬の時間です」と音声案内後、薬が落ちてきます。



繰り返しの音声案内で取忘れを防ぐ

「お薬を取り出して確認ボタンを押してください」と音声案内が一定時間スピーカーから流れます。確認ボタンを押す迄 LED が点滅いたします。



確認ボタン

取り出し口からお薬を取り出したら【確認ボタン】を押します。「確認しました。お薬は必ず飲んでください」と音声案内が流れます。

メディサポ 3D	青	 品番：TSMS01-B	仕様	10回分×3パターン 【例：朝（赤）・昼（青）・夜（緑）】
	赤	 品番：TSMS01-R	電源	AC100V
	黒 (くまモン)	 品番：TSMS01-KM ※ 限定品	サイズ	幅：290× 高：430× 奥：420 (mm)
			重量	約3.2Kg
			材質	本体：PETG・アクリル

注意：商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

詳細はこちら



先ずはお気軽にお問い合わせください！

お問い合わせ先

